

# Інструкція по підготовці місця для монтажу стоматологічної установки SIGER 200\100

## Вимоги до приміщення:

- приміщення в якому виконується монтаж Обладнання має бути з повністю закінченим ремонтом, має бути прибраним і в ньому не мають бути залишки упаковок з будь-якого товару та Обладнання.
- у приміщенні попередньо повинне бути проведене вологе прибирання.
- у день проведення монтажу Обладнання , у приміщенні не повинні виконуватися інші роботи.
- приміщення стоматологічної клініки мають бути обладнанні працюючим санвузлом
- у зимню пору року приміщення повинні бути обігрітими

## Вимоги до підводів комунікацій

Під монтажем Обладнання мається на увазі зборка та наладка комплекту, що знаходиться у заводській упаковці. Замовник власними силами та за власний рахунок забезпечує правильну підготовку монтажного місця згідно вимогам до комунікацій, що наведені нижче, та розмірам, згідно технічної документації виробника.

### 1. ВОДА.

- Тиск у магістралі 2,5 – 6,0 бар.
- Якість питної води.
- У разі необхідності встановлюється фільтр 50 мк.
- Жорсткість води від 6 до 10 рН = 1,074 – 1,790 ммоль/л.
- Забезпечити з'єднання : різьба 1/2" внутрішня (вивід над рівнем підлоги не більш 30 мм).
- Кран для вимкнення води має бути розташований у легкодоступному місці кабінету.і не повинен бути розташований на місці вивіду водяної труби з підлоги.

### 2. ПОВІТРЯ.

- Стисле повітря має бути сухим та чистим (без водяного конденсату, парів компресорної оливи и твердих часток).
- Тиск повітря, що подається - 6,0 – 8,0 бар.
- Забезпечити з'єднання : різьба 1/2" внутрішня (вивід над рівнем підлоги не більш 30 мм).
- У випадку використання централізованої системи подачі стислого повітря кран для вимкнення повітря на установку має бути розташований у легкодоступному місці кабінету і не повинен бути встановлений на місце вивіду магістралі з підлоги/

### • КАНАЛІЗАЦІЯ.

- Пластикова труба d- 40 мм (вивід над рівнем підлоги не більш 20 мм).
- Схилення - не менш 1 см/м (1:100).

### 3. ЕЛЕКТРОПРОВОДКА.

- Електродріт 2,5 x 3 мідний, багатожильний , вивід з підлоги 0,5 м.
- Окремий електро автомат не менш 10 А.

### 4. МУЛЬТІМЕДІА. ( необов'язковий )

- Для прокладання комунікацій- труба діаметр- 50 мм (вивід над рівнем підлоги не більш 20 мм).

### 5. АСПІРАЦІЯ.

- Пластикова труба d- 40 мм (вивід над рівнем підлоги не більш 20 мм).

### 6. КЕРУВАННЯ АСПІРАЦІЄЮ .

- Дріт 1,0 x 2, м. мідний, багатожильний , вивід з підлоги 0,5 м

U500/U200/U100



